

CLASSEUR SOMERVILLE



Appareil destiné au départ pour déterminer la quantité de bûchettes contenues dans une pâte mécanique selon la norme **TAPPI UM242**. Dans cette fonctionnalité l'appareil est équipé avec une grille de 150 μm .

Cet appareil est de plus en plus utilisé dans l'analyse des pâtes recyclées pour permettre la détermination des impuretés et notamment des stickies. Dans cette fonctionnalité l'appareil est équipé avec une grille de 80 ou 100 μm .

Construit en acier inox il s'utilise et se nettoie facilement.

Grilles disponibles :

- Ref : 38150 Grille avec fentes de 150 μm
- Ref : 38100 Grille avec fentes de 100 μm
- Ref : 38080 Grille avec fentes de 80 μm
- Autre dimensions sur demande.