


Formette Rapid Köthen | 0708A1



Description

Appareil permettant la préparation d'une formette de laboratoire.

- Processus automatique contrôlé par PLC ou manuellement.
- Écran tactile permettant de gérer toutes les fonctions de l'équipement.
- Matériaux en polypropylène et acier inoxydable.
- Couvercle des sécheurs léger pour une manipulation facile.
- Température de séchage de $93 \pm 1^{\circ}\text{C}$ avec recirculation de l'eau blanche selon les normes.
- Quatre modèles disponibles : avec 1, 2, 3 et 4 séchoirs.

Formette Rapid Köthen | 0708A1

Spécifications techniques

La formette Rapid Köthen est utilisée pour la production de feuilles de papier standardisées pour le laboratoire.

Les feuilles de papier sont utilisées pour déterminer les propriétés physiques et optiques de la pâte.

La formette est équipée d'une colonne de formation de 205 mm de diamètre avec séchoirs. La production des formettes ne nécessite aucune intervention de l'opérateur.

Deux modèles disponibles : manuel et automatique.

Caractéristiques

Contenu de la livraison