

## Mélangeur de table 12 litres | 070617



### Description

**Appareil permettant de maintenir une suspension fibreuse homogène pour la production de formettes.**

- Construction robuste.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Moteur électrique silencieux (3 dBA).
- Indication digitale du r.p.m.
- Récipient en verre acrylique de grande capacité, jusqu'à 12 litres de suspension.
- Vanne à action rapide.
- Fixation murale ou sur pied.
- Angle du récipient conforme aux normes.

#### Caractéristiques

#### Contenu de la livraison